



Be Right™



Pufer otopina, pH 7,00, 500 mL

Proizvod #:

1222249

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Otprema unutar 2 tjedna

Standardne pH pufer otopine za analize u laboratoriju i na terenu

Standardna pH pufer otopina za kalibraciju pH elektrode. Bezbojna pH pufer otopina. pH je $7,00 \pm 0,02$ pri 25°C . Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Bilo da se nalazite u laboratoriju ili na terenu, vrlo je važno da uvijek možete vjerovati u rezultate izvršenih mjerjenja. Ključna je kvaliteta standardnih pH pufer otopina koji se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s assortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerena pH jest dobro održavanje i kalibracija pH elektrode.

Pouzdano pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25°C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
pH vrijednost-i:	$7,00 \pm 0,02$ pH pri 25°C
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 6 mjeseci
Volumen/ veličina paketa:	500 mL