



Fotometrijski kivetni test s uzorkom joda (MEBAK)

Proizvod #:

LCK240

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



LCK kivetni testovi: Minimalne količine reagensa, maksimalna sigurnost.

Za vrijednosti joda > 0,2

Specifikacije

Broj testova:	25
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	> 0,2
Naziv metode:	MEBAK II
Opis:	analogna MEBAK metoda
Parametar:	Fotometrijski uzorak s jodom (Photometric Iodine sample - PIS)
Platforma:	LCK
Uređaj:	DR6000